

DROP- STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE



CONTENUTO

- | | |
|---|---|
| 2 | Flaconi di soluzione salina sterile da ml 500 con tappo oculare (cod. ACQ414) |
| 1 | Specchietto |
| 1 | Kit viti e tasselli per attacco a parete |

Dimensione: mm 320Lx410Hx80P

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml.500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.